



CT Phantom gemäß DIN EN 61223.2.6


Phantome für die Dosismessung an Computertomographen



Aus PMMA

Head Phantom: 16 cm Durchmesser, 5 Bohrungen

Body Phantom: 32 cm Durchmesser, 5 Bohrungen



Phantome für die Dosismessung an Computertomographen wasseräquivalentem Kunststoff

Head Phantom: 16 cm Durchmesser, 5 Bohrungen

Body Phantom: Headphantom mit zusätzlichem Außenring(4 Bohrungen), 32 cm Gesamtdurchmesser

© Elimpex-Medizintechnik, Spechtgasse 32, A-2340 Moedling, Austria
phone +43-2236-410450
fax +43-2236-410459

