




PC-4P Ionisationskammer



Einsatzbereich: Diagnostik

Für Messungen an CT-Scannern
Abnahmeprüfungen nach DIN 6868/Teil 53 alt; 70-300 kV

Technische Daten:

Anzeigebereich mit 2570:

0.01 mG/min - 19.99 mGy/min

Nennansprechvermögen:

11.4 nC/Gy cm (100 kV)

Aktives Volumen :

3 cm³

Kammerwand :

C552 Luftäquivalent


Stecker

TNC-Triaxial

Rekombinationsverlust

(300V) 2% bei 1.8 kGy/min, kontinuierliche Strahlung

1.9 mGy/Puls gepulste Strahlung



© Elimpex-Medizintechnik, Spechtgasse 32, A-2340 Moedling, Austria

phone +43-2236-410450

fax +43-2236-410459

