






PET Phantom

Phantome geeignet zur Messung von NEMA Spezifikationen nach NEMA NU2-2001



Der Satz Phantome besteht aus:

- 1 Körperphantom mit füllbaren Kugeln, gemäß IEC 61675-1.
- 1 Scatterphantom, bestehend aus einem Zylinder 700mm Länge x 200mm Durchmesser, mit exzentrischer Bohrung zur Aufnahme einer Linienquelle
- 1 Sensitivitätsphantom, bestehend aus einem Satz ineinander steckbarer Aluminiumrohre.



© Elimpex-Medizintechnik, Spechtgasse 32, A-2340 Moedling, Austria
phone +43-2236-410450
fax +43-2236-410459

